


Anticorpo Policlonale Anti-Nsd3/Whsc1L1 Per Wb, Elisa - Q9Bz95

Numero articolo: CM0019754



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NSD3/WHSC1L1 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce con essere umano e topo. Utile per lo studio dei marcatori epigenetici H3K4me2 e H3K27me2 nella regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NSD3/WHSC1L1 Rabbit pAb
Note / Alias	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1
Specie	Umana
ID Gene	54904
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 430-590 di NSD3/WHSC1L1 umano (NP_075447.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BZ95
Peso proteico	162kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio