


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ntf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Numero articolo: CM0029393



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce NTF3 (Neurotrofina-3) umana per Western blot, IHC-P e ELISA; reagisce crociato con il topo. Adatto per la ricerca sulla sopravvivenza neuronale e sui fattori neurotrofici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NTF3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4908
ID gene	4908
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-257 di NTF3 umana (NP_002518.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P20783
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio