

Anticorpo Policlonale Anti-Nudt15 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Numero articolo: CM0027182



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUDT15 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA.

Reagisce in modo incrociato con topo e ratto.

Ideale per studiare il metabolismo nucleotidico, la risposta ai farmaci tiopurinici e la regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUDT15 Rabbit pAb
Note / Alias	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55270
GeneID	55270
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-164 di NUDT15 umano (NP_060753.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NV35
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio