


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Numa1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14980

Numero articolo: CM0015396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUMA1 umano (Proteina 1 dell'Apparato Mitotico Nucleare, NMP-22). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la dinamica del fuso mitotico e l'organizzazione della matrice nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio anti-NUMA1
Note/Alias	NUMA; NMP-22; NUMA1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4926
ID Gene	4926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 di NUMA1 umano (NP_006176.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14980
Peso Proteico	238kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio