

Anticorpo Monoclonale Anti-Nup153 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49790

Numero articolo: CM0006793



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-NUP153 di CamelBio rileva la nucleoporina 153 (154 kDa) umana, di topo e di ratto per Western blotting, immunoistochimica, immunofluorescenza ed ELISA. Ideale per lo studio del complesso del poro nucleare, del trasporto nucleocitoplasmatico e delle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NUP153
Note/Alias	N153; HNUP153; NUP153
Specie	Umana
GenelD (Umano)	9972
GenelD	9972
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della NUP153 umana (P49790)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P49790
Peso proteico	154kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio