


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nup210 (Gp210/Pom210) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tem1

Numero articolo: CM0021245



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NUP210 (GP210, POM210), una glicoproteina di membrana del poro nucleare di 205 kDa. Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso campioni umani e murini. Adatto per la ricerca sull'assemblaggio del complesso del poro nucleare e sul trasporto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUP210 Rabbit pAb
Note/alias	GP210; POM210; NUP210
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23225
GeneID	23225
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 680-880 di NUP210 umano (NP_079199.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q8TEM1
Peso della proteina	205 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante