


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nup93 Per Wb, Elisa - Q8N1F7

Numero articolo: CM0027379



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NUP93 per Western blot (WB) e ELISA. Rileva NUP93 di uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sull'assemblaggio del complesso del poro nucleare e sulla migrazione dei podociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	NUP93 Rabbit pAb
Note / Alias	NIC96; NUP93
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9688
GeneID	9688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 670-819 di NUP93 umano (NP_055484.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N1F7
Peso molecolare proteico	93kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio