

Anticorpo Monoclonale Anti-Oat Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P04181

Numero articolo: CM0009154



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro OAT umano (Ornithina aminotransferasi), validato per WB, IF, IHC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per lo studio del metabolismo degli aminoacidi e della funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] OAT Anticorpo monoclonale di Coniglio
Note/Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4942
ID Gene	4942
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 160-439 di OAT umano (NP_000265.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04181
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio