

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Odc1 Per Wb, Elisa - P11926

Numero articolo: CM0008415



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ODC1 umano (ornitina decarbossilasi), validato per Western blotting (WB) e ELISA. Rileva una banda a ~51 kDa. Ideale per lo studio della biosintesi delle poliammine e della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ODC1 Rabbit mAb
Note/Alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4953
GeneID	4953
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'ODC1 umano (P11926).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P11926
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio