

Anticorpo Policlonale Anti-Opcml Per Wb, Elisa - Q14982

Numero articolo: CM0030945



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a OPCML (proteina legante gli oppioidi/molecola di adesione cellulare, membro 1 della famiglia IgLON). Adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Peso molecolare atteso: 38kDa. Ideale per la ricerca in neuroscienze e adesione cellulare - Q14982.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OPCML Rabbit pAb
Note/Alias	OPCM; OBCAM; IGLON1; OPCML
Specie	Umano
GeneID	4978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 246-345 di OPCML umano (NP_002536.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14982
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio