

Anticorpo Policlonale Anti-Opnl1 Per Wb, Elisa - P41146

Numero articolo: CM0025835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'OPRL1 umano (recettore della nociceptina, alias NOP, KOR-3) adatto per applicazioni WB ed ELISA. Utile nello studio della percezione del dolore, della nocicezione, dell'attività locomotoria e delle vie di segnalazione dei recettori accoppiati a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OPRL1 Rabbit pAb
Note/Alias	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
Specie	Umano
GeneID	4987
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 270-370 dell'OPRL1 umano (NP_000904.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P41146
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio