

Anticorpo Policlonale Anti-Opticin (Optc) Per Wb E Elisa - Q9Ubm4

Numero articolo: CM0021353

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'OPTC (Opticin) umano, adatto per WB e ELISA. Reattività crociata con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 20-115). Ideale per studi sull'angiogenesi e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OPTC Rabbit pAb
Note/Alias	OPT; OPTC
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	26254
GeneID	26254
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-115 dell'OPTC umano (NP_055174.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UBM4
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio