

Anticorpo Policlonale Anti-Orc1 Per Wb, Elisa - Q13415

Numero articolo: CM0016642



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ORC1 umano, validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la funzione del complesso di riconoscimento dell'origine nella replicazione del DNA e nell'assemblaggio del complesso pre-replicativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ORC1 Rabbit pAb
Note/Alias	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
Specie	Umano
ID Gene	4998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 696-856 di ORC1 umano (NP_001177748.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13415
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio