


Anticorpo Policlonale Anti-Orc6 (Coniglio) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N6

Numero articolo: CM0029267



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ORC6 convalidato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo e ratto. Bersaglia la subunità 6 del complesso di riconoscimento dell'origine di replicazione (28 kDa, Q9Y5N6), coinvolta nell'inizio della replicazione del DNA. Ideale per studi sul nucleolo e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ORC6 Rabbit pAb
Note/Alias	ORC6L; ORC6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23594
GeneID	23594
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-252 di ORC6 umano (NP_055136.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5N6
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio