

Anticorpo Policlonale Anti-Osbpl3 Per Wb, Elisa - Q9H4L5

Numero articolo: CM0025023



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'OSBPL3 umano (ORP3) per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce OSBPL3 umano, murino, di ratto. Immunogeno ricombinante derivante dagli amminoacidi 370-520 dell'OSBPL3 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OSBPL3 Rabbit pAb
Note/Alias	ORP3; ORP-3; OSBP3; OSBPL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 370-520 dell'OSBPL3 umano (NP_056365.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4L5
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio