

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osmads15 Per Wb, Elisa - Q6Q9I2

Numero articolo: CM0024286

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OsMADS15 di Oryza sativa, un fattore di trascrizione MADS-box. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con il riso. Ideale per studi di biologia dello sviluppo vegetale e regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsMADS15 Rabbit pAb
Note/Alias	RAP1A; MADS15; FDRMADS3; OsMADS15; RMADS215; OJ1567_G09.109-1
Specie	Oryza sativa
GeneID	4342214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 167-267 di OsMADS15 di Oryza sativa (Q6Q9I2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q6Q9I2
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio