

Anticorpo Policlonale Anti-Osnpr1 Per Wb Ed Elisa - Q9Fdy4

Numero articolo: CM0022074

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OsNPR1 di Oryza sativa (omologo 1 di NPR1), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla difesa delle piante e sulla resistenza alle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsNPR1 Rabbit pAb
Note/alias	NH1; PR2; NPR1; NPR2; OsNH1; OsNPR1
Specie	Oryza sativa
GeneID	4327315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 475-582 di OsNPR1 di Oryza sativa. (Q9FDY4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q9FDY4
Peso della proteina	64kDa
Spedizione	Borsa refrigerante