

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osr1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tax0

Numero articolo: CM0021510

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro OSR1 umano (odd-skipped-related 1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sullo sviluppo embrionale e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OSR1 Rabbit pAb
Note/Alias	ODD; OSR1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	130497
ID del gene	130497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-115 di OSR1 umano (NP_660303.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8TAX0
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante