

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oste Per Wb, Elisa - Q10Sh0

Numero articolo: CM0022639

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-OsTE (TAD1/OsCCS52A) validato per Western blot e ELISA in Oryza sativa. Proteina del ciclo cellulare a ripetizione WD, 56 kDa. Ideale per la ricerca sul riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsTE Rabbit pAb
Note/Alias	TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE
Specie	Oryza sativa
GenelD	4331448
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di OsTE di Oryza sativa (Q10SH0)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q10SH0
Peso molecolare proteico	56kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio