


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oxsr1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O95747

Numero articolo: CM0018351



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce OXSR1 (OSR1), una serina/treonina chinasi nella via WNK-OSR1. Verificato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto ionico, la risposta allo stress e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OXSR1 Rabbit pAb
Note/Alias	OSR1; OXSR1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9943
Gene ID	9943
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di OXSR1 umano (NP_005100.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95747
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio