

Anticorpo Monoclonale Anti-Recettore Dell'ossitocina Per Wb, Elisa - P30559

Numero articolo: CM0003653



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore dell'ossitocina umano (OXTR, P30559). Per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione ormonale neuropeptidica, sul comportamento sociale e sulla farmacologia dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Recettore dell'Ossitocina
Note/Alias	OTR; OT-R; Recettore dell'Ossitocina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5021
ID Gene	5021
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 50-150 del Recettore dell'Ossitocina umano (P30559)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30559
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca refrigerante