

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P2Ry11 Per If/Icc E Elisa - Q96G91

Numero articolo: CM0023120

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-P2RY11 di alta qualità per campioni umani e di topo. Validato per applicazioni IF/ICC e ELISA. Rileva il recettore P2Y purinoceptore 11 (P2Y11), un recettore accoppiato a proteine G, con una massa molecolare approssimativa di 40 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	P2RY11 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	P2RY11; P2Y11; P2Y purinoceptor 11
Specie	Uomo
ID gene (umano)	5032
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della P2RY11 umana (NP_002557.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96G91
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio