


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-P38 Mapk Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Numero articolo: CM0005186



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-p38 MAPK validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la proteina MAPK14 umana, di topo e di ratto. Adatto per lo studio delle cascate delle MAP chinasi attivate da stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p38 MAPK Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Specie	Umana
Gene ID	1432
Immunogeno	Peptide sintetico; Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della p38 MAPK umana (Q16539)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16539
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio