

Anticorpo Policlonale Anti-P53 Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0029942



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro p53 umano, validato per Western blotting, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva la proteina soppressore tumorale p53 da 44kDa, un regolatore chiave dell'arresto del ciclo cellulare e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p53 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; p53
Specie	Umano
ID Gene	7157
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 218-390 della p53 umana (NP_035770.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio