

Anticorpo Monoclonale Anti-Pag1 Per Wb, Elisa - Q9Nwq8

Numero articolo: CM0002523

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PAG1 (47 kDa) per applicazioni WB ed ELISA. Bersaglia la fosfoproteina PAG/Cbp (Q9NWQ8) coinvolta nella regolazione della segnalazione delle cellule T. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PAG1 Rabbit mAb
Note/Alias	CBP; PAG; PAG1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	55824
GeneID	55824
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 333-432 della PAG1 umana (Q9NWQ8).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NWQ8
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio