

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pai-1/Serpin E1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P05121

Numero articolo: CM0027955



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato al PAI-1/Serpin E1 umano (SERPINE1). Adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della fibrinolisi e dell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Specificazione	Dettagli
Nome del prodotto	PAI-1/Serpin E1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5054
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 24-199 del PAI-1/Serpin E1 umano (NP_000593.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05121
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio