

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Palb2 Per Wb Ed Elisa - Q86Yc2

Numero articolo: CM0030701



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio PALB2 validato per WB ed ELISA. Questo anticorpo è diretto contro la proteina umana Partner and localizer of BRCA2, una proteina chiave nella riparazione per ricombinazione omologa e nella via dell'anemia di Fanconi. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	PALB2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FANCN; PNCA3; PALB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79728
GeneID	79728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-198 di PALB2 umana (NP_078951.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q86YC2
Peso Molecolare Proteina	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio