


Anticorpo Policlonale Anti-Pan-Pkc Per Wb, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Numero articolo: CM0022686



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro pan-PKC (PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ), validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di PKC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pan-PKC Rabbit pAb
Note/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; pan-PKC
Specie	Umano
GeneID (umano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 572-672 di PRKCA umano (NP_002728.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso Proteico	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio