

Anticorpo Policlonale Anti-Pax5 Per Wb, Ip, Elisa - Q02548

Numero articolo: CM0026478



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione umano PAX5, adatto per WB, IP, ELISA. Rileva una banda a 42kDa. Bersaglio essenziale per lo sviluppo delle cellule B e il mantenimento del genoma EBV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAX5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5079
GeneID	5079
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-300 di PAX5 umano (NP_057953.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q02548
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio