


Anticorpo Policlonale Anti-Paxillina Di Coniglio Per Wb, Elisa - P49023

Numero articolo: CM0021095



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting la Paxillina umana, adatto per Western blot e ELISA. Rileva la Paxillina in campioni umani e murini per studiare la dinamica delle adesioni focali e le interazioni del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Paxillina Coniglio pAb
Note/Alias	Paxillina; PXN; paxillina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5829
GeneID	5829
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Paxillina umana (NP_002850.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P49023
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio