


Anticorpo Policlonale Anti-Pcmt1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22061

Numero articolo: CM0028966



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PCMT1 umano (PIMT), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla riparazione delle proteine e sull'invecchiamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCMT1 Rabbit pAb
Note/Alias	PIMT; PCMT1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5110
GenelD	5110
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P22061
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio