

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pd-L1/Cd274 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0017539



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PD-L1/CD274 di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Strumento essenziale per lo studio dei checkpoint immunitari e dell'immunologia tumorale in ambito diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PD-L1/CD274 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29126
GeneID	29126
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 19-238 del PD-L1/CD274 umano (NP_054862.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio