


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdcd4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q53EI6

Numero articolo: CM0021069



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il PDCD4 umano, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva il PDCD4 umano, murino e di ratto. Utile per studi sull'apoptosi, sulla regolazione della traduzione e sui soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDCD4 Rabbit pAb
Note/alias	H731; PDCD4
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	27250
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del PDCD4 umano (NP_055271.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q53EL6
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante