

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pde6A Per Wb, Elisa - P16499

Numero articolo: CM0027185

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PDE6A (PDEA, RP43) per WB e ELISA, reattivo con uomo, topo, ratto. Bersaglia la subunità alfa della fosfodiesterasi cGMP dei bastoncelli nella ricerca sulla trasduzione visiva e sulla retinite pigmentosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDE6A Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	PDEA; RP43; CGPR-A; PDE6A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5145
ID gene	5145
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16499
Peso proteico	100 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio