

Anticorpo Policlonale Anti-Pdgfc Per Wb, Elisa - Q9Nra1

Numero articolo: CM0018205

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDGFC umano, validato per WB ed ELISA. Rileva PDGFC umano, murino e ratto, un fattore di crescita coinvolto nello sviluppo embrionale, nell'angiogenesi e nella guarigione delle ferite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDGFC Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SCDGF; FALLOTEIN; PDGFC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56034
ID Gene	56034
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 166-345 del PDGFC umano (NP_057289.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NRA1
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio