

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdia6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15084

Numero articolo: CM0009676



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità di coniglio diretto contro PDIA6 umano (ERP5/P5), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto; adatto allo studio dello stress del RE, della risposta alle proteine non correttamente ripiegate e della funzione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PDIA6
Note/alias	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Specie	Uomo
ID del gene	10130
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PDIA6 umano (NP_005733.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15084
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante