


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdlim1/Clp36 Per Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Numero articolo: CM0003161



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio PDLIM1/CLP36, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per studi su adattatori citoscheletrici, dinamica delle fibre di stress e ricerca sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio PDLIM1/CLP36
Note/Alias	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9124
GeneID	9124
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di PDLIM1/CLP36 umano (O00151)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O00151
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio