


Anti-Pdlim1/Clp36 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Numero articolo: CM0025434



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDLIM1/CLP36 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva una proteina adattatrice del citoscheletro di 36kDa coinvolta nell'organizzazione dei fibre di stress. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDLIM1/CLP36 Coniglio pAb
Note/Alias	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9124
Gene ID	9124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-329 di PDLIM1/CLP36 umano (NP_066272.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00151
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio