

Anticorpo Monoclonale Anti-Perk Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Numero articolo: CM0012542



introduzione

PERK Rabbit mAb si targeting al PERK umano (EIF2AK3), un chiave sensore della UPR. Monoclonale di coniglio, raised contro aminoacidi 867-1116. Applicabile per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Per la ricerca sullo stress del RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PERK Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PEK; WRS; PERK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9451
GeneID	9451
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 867-1116 del PERK umano (NP_004827.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZJ5
Peso Proteico	125kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio