


Anticorpo Policlonale Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Per Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Numero articolo: CM0022034



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla Peroxiredoxin 2 (PRDX2), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto; immunogeno proteina ricombinante. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sugli antiossidanti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; 2)
Specie	Umano
ID Gene	7001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 della Peroxiredoxin 2 umana (PRDX2) (NP_859428.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P32119
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio