


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Perossiredossina 3 (Prdx3) Per Wb, Elisa - P30048

Numero articolo: CM0020412



introduzione

CamelBio offre un anticorpo di coniglio anti-PRDX3 validato per WB ed ELISA. Rileva la PRDX3 umana e di ratto, un enzima antiossidante mitocondriale fondamentale nella ricerca sullo stress ossidativo e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Perossiredossina 3 (PRDX3)
Note/Alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III
Specie	Umana
ID del gene	10935
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 63-256 della Perossiredossina 3 (PRDX3) umana (NP_006784.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P30048
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante