


Anticorpo Policlonale Anti-Pfdn5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99471

Numero articolo: CM0029874



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-PFDN5 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce PFDN5 umano, murino e ratto, un chaperone prefoldina che regola la trascrizione di MYC. Ideale per la ricerca sul ripiegamento proteico e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PFDN5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5204
GeneID	5204
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99471
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio