


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pfkfb3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16875

Numero articolo: CM0017371



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PFKFB3 (6-fosfofrutto-2-chinasi/fruttosio-2,6-bisfosfatasi 3). Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con esseri umani e topi. Ideale per studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PFKFB3 Rabbit pAb
Note/Alias	PFK2; IPFK2; IPFK-2; PFKFB3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5209
GeneID	5209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della PFKFB3 umana (NP_004557.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo
SWISS	Q16875
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio