

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pgbd1 Per Wb Ed Elisa - Q96Js3

Numero articolo: CM0023551

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PGBD1 umana (SCAND4), convalidato per WB ed ELISA. PGBD1 è una proteina derivata da trasposasi nucleare che regola l'espressione genica neuronale e l'assemblaggio dei paraspeckle. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGBD1 Rabbit pAb
Note/Alias	SCAND4; HUCEP-4; dj874C20.4; PGBD1
Specie	Umana
GeneID (umano)	84547
GeneID	84547
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-450 della PGBD1 umana (NP_115896.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q96JS3
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio