

Anticorpo Policlonale Anti-Pgls Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095336

Numero articolo: CM0028701

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla 6-fosfogluconolattasi (PGLS) umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulle vie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PGLS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	6PGL; HEL-S-304; PGLS
Specie	Umano
GeneID	25796
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-258 della PGLS umana (NP_036220.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95336
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio