

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Phc1 Per Wb, Elisa - P78364

Numero articolo: CM0024879



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting PHC1 umano (EDR1, HPH1). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. PHC1 è un componente del complesso PRC1 coinvolto nella repressione della cromatina e nella regolazione genica dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PHC1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	EDR1; HPH1; RAE28; MCPH11; PHC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1911
GeneID	1911
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-940 del PHC1 umano (NP_004417.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78364
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio