

Anti-Phf1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - 043189

Numero articolo: CM0027630



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PHF1 di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Rileva PHF1 umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulla cromatina, risposta al danno del DNA e studi epigenetici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PHF1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5252
GeneID	5252
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del PHF1 umano (NP_077084.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43189
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio