


Anticorpo Policlonale Anti-Phospho-Drp1-S616 Per Wb Ed Elisa - O00429

Numero articolo: CM0000719



introduzione

Il pAb coniglio Phospho-DRP1-S616 rileva specificamente DNM1L umano fosforilato in Ser616. Validato per WB ed ELISA, adatto per studi sulla divisione mitocondriale, apoptosi e meccanismi di malattia. Performance affidabile per la ricerca e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-DRP1-S616 Rabbit pAb
Note/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV; Phospho-DRP1-S616
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10059
GeneID	10059
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a S616 di DRP1 umano (NP_036192.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O00429
Peso Proteico	82 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio