


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Eif4Ebp1-S65 Per Wb, Elisa - Q13541

Numero articolo: CM0000431



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-eIF4EBP1-S65 validato per WB ed ELISA. Rileva la 4E-BP1 umana fosforilata a Ser65, un bersaglio chiave di mTORC1. Ideale per studi sulla regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-eIF4EBP1-S65 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Fosfo-eIF4EBP1-S65
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1978
GeneID	1978
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S65 di Fosfo-eIF4EBP1-S65 umano (NP_004086.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13541
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio