

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Erk1-Y204 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P27361

Numero articolo: CM0001152



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per ERK1 fosforilata a Y204. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-ERK1-Y204 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Fosfo-ERK1-Y204
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5595
GenelD	5595
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27361
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio